

Anti-Phospho-Rb-S780 Rabbit Monoclonal Antibody For IHC-P, Elisa - P06400

품목 번호: CM0001144



소개

Ser780에서 인산화된 인간 RB1를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 단일클론 항체입니다. IHC-P 및 ELISA에 적합하며, 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 세포 주기 및 종양 억제 연구에 사용됩니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-RB-S780 Rabbit mAb
비고/별칭	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S780
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	5925
유전자 ID	5925
면역원	합성 펩타이드: 인간 RB (P06400)의 S780 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	인산화 항체
애플리케이션	IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P06400
단백질 분자량	106kDa
배송	아이스 팩