


Anti-인산화-Rb (S795) 토끼 다클론 항체 (Wb용) - P06400

품목 번호: CM0001548



소개

Ser795에서 인산화된 망막모세포종 단백질에 특이적인 인산화-RB-S795 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 세포주기 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화-RB-S795 토끼 pAb
비고/별칭	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RBI; Phospho-RB-S795
종	인간
GeneID (인간)	5925
GeneID	5925
면역원	인간 RB의 S795 주변 합성 인산화 펩타이드 (NP_000312.2)
유래	토끼
카테고리	인산화 특이 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P06400
단백질 분자량	106kDa
배송 방식	아이스 팩