


Wb용 항인 포스포-Rb-S807/811 토끼 단클론 항체 - P06400

품목 번호: CM0001031



소개

포스포-RB-S807/811 토끼 단클론 항체는 인간 및 생쥐에서 S807/811 위치의 인산화 RB를 검출하며, WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA에 적합하고 세포주기 및 종양 억제 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	포스포-RB-S807/811 토끼 mAb
비고/별칭	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; 포스포-RB-S807/811
종	인간
유전자 ID (인간)	5925
유전자 ID	5925
면역원	인간 RB(NP_000312.2)의 S807 및 S811 주변 합성 인산화 펩티드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P06400
단백질 분자량	106kDa
배송 방식	아이스백