


Anti-Phospho-Rb (Ser780) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P06400

품목 번호: CM0001041



소개

인산화된 RB (Ser780)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체. WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트 RB와 반응함. 세포 주기 및 종양 억제 연구에 적합함.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-RB-S780 Rabbit pAb
비고/별칭	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S780
종	인간
GeneID (Human)	5925
GeneID	5925
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P06400
단백질 분자량	106kDa
배송	아이스백