


Anti-Phospho-Rb1 (S780) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P06400

품목 번호: CM0001744



소개

RB1 (S780)에 대한 포스포-특이적 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 및 쥐 샘플을 이용한 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. 세포 주기 조절 및 종양 억제 경로 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-RB-S780 Rabbit mAb
비고/별칭	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S780
종	인간
유전자 ID (인간)	5925
유전자 ID	5925
면역원	합성 펩타이드 인간 RB의 S780 주변 잔기에 해당하는 포스포 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P06400
단백질 분자량	106kDa
배송	아이스백