

Anti-Phospho-Rb1 (Ser807/Ser811) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P06400

품목 번호: CM0001225



소개

Ser807/Ser811에서 인산화된 RB1를 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫드에 대한 교차 반응성을 가지며 웨스턴 블로트 및 ELISA에 적합합니다. G1/S 세포 주기 전이의 주요 조절 인자입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-RB-S807/811 Rabbit pAb
비고/별칭	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S807/811
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	5925
GeneID	5925
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드; 사람 RB (NP_000312.2)의 S807 및 S811 주변의 합성 인산화 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P06400
단백질 분자량(Protein Weight)	106kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)