

Wb 및 Elisa용 항인 트성화-Ret(Tyr905) 토끼 다클론 항체 - P07949

품목 번호: CM0000856



소개

인 트성화-RET(Tyr905) 토끼 다클론 항체(WB, ELISA)는 티로신 905에서 인 트성화된 인간 RET를 검출합니다. RET는 세포 증식, 이동 및 생존에 중요한 수용체 티로신 키나아제입니다. 종양학 및 발생생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인 트성화-Ret-Y905 토끼 pAb
비고/별칭	PTC; MTC1; HSCR1; MEN2A; MEN2B; CDHF12; CDHR16; RET-ELE1; Phospho-Ret-Y905
종	인간
GeneID (인간)	5979
GeneID	5979
면역원	합성 펩타이드 / 인간 Ret(NP_066124.1)의 Y905 부위 합성 인 트성화 펩타이드
원산지	토끼
카테고리	인 트성화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P07949
단백질 분자량	124kDa
배송 방식	아이스 팩