


Anti-Phospho-Ripk1 (S166) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q13546

품목 번호: CM0001043



소개

Anti-Phospho-RIPK1 (S166) rabbit monoclonal antibody validated for WB and ELISA. Detects human RIPK1 phosphorylated at serine 166. Ideal for cell death and inflammatory signaling research.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-RIPK1-S166 Rabbit mAb
비고/별칭	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1; Phospho-RIPK1-S166
종	인간
유전자 ID (인간)	8737
유전자 ID	8737
면역원	합성 펩타이드; 인간 RIPK1 (NP_003795.2)의 S166 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	웨스턴 블롯, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q13546
단백질 분자량	75kDa
배송	아이스백