


Anti-Phospho-Ripk1 (S166) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q13546

품목 번호: CM0001155



소개

Ser166에서 인산화된 RIPK1(인간, 마우스)을 인식하는 토끼 폴리클론 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증됨. TNF 매개 세포사멸(아포토시스), 네크로프토시스 및 염증성 신호 전달 경로 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-RIPK1/RIP-S166 토끼 pAb
비고/별칭	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1; Phospho-RIPK1/RIP-S166
종	인간
유전자 ID	8737
면역원	인간 RIPK1/RIP (NP_003795.2)의 S166 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q13546
단백질 분자량	76 kDa
배송	아이스팩