


Anti-Phospho-Rpa2-Ser33 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15927

품목 번호: CM0000857



소개

인간 RPA2의 Ser33 인산화 부위에 특이적인 토끼 단일클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 래트 RPA2와 교차 반응합니다. DNA 복제, 복구 및 손상 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-RPA2-Ser33 Rabbit mAb
비고/별칭	REPA2; RPA32; RP-A p32; RP-A p34
종	인간(Human)
GeneID	6118
항원(Immunogen)	인간 RPA2 (NP_002937.1)의 Ser33 부위 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 래트(Rat)
SWISS	P15927
단백질 분자량(Protein Weight)	29 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)