


Anti-Phospho-Rpa2 (T21) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P15927

품목 번호: CM0000894



소개

T21에서 인산화된 인간 RPA2에 대한 인산화 특이적 토끼 단클론항체. WB 및 ELISA에 적합. 인간 및 쥐와 교차 반응; 29kDa 밴드 검출. DNA 손상 및 복제 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-RPA2-T21 Rabbit mAb
비고/별칭	REPA2; RPA32; RP-A p32; RP-A p34; Phospho-RPA2-T21
종	인간
유전자 ID	6118
면역원	인간 RPA2 (P15927)의 T21 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P15927
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백