


Anti-Phospho-Rps6 (Ser235) 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - P62753

품목 번호: CM0001655



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 Phospho-RPS6 (Ser235) 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트의 인산화된 S6를 검출합니다. 세포 성장 및 증식 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Phospho-RPS6-S235 Rabbit mAb
비고/별칭	S6; eS6
종	Human
GeneID (Human)	6194
GeneID	6194
면역원	합성 펩타이드 인간 RPS6 (NP_001001.2)의 S235 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	Rabbit
카테고리	Phosphorylated Antibodies
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P62753
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스 팩