

Anti-Phospho-Rps6Ka5-S376 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O75582

품목 번호: CM0001028



소개

Ser376에서 인산화된 RPS6KA5(MSK1)에 대한 인산화 특이성 토끼 폴리클론항체. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 랫트와 반응. 키나제 신호전달 및 전사 조절 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-RPS6KA5-S376 Rabbit pAb
비고/별칭	MSK1; RLPK; MSPK1; Phospho-RPS6KA5-S376
종	인간
GeneID (Human)	9252
GeneID	9252
면역원	인간 RPS6KA5 (NP_004746.2)의 S376 주변 합성 인산화 펩타이드.
원산	토끼
카테고리	인산화 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O75582
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스백