


Anti-Phospho-S6 리보솜 단백질 (Rps6)-S235/236 폴리클론항체 For Wb, Elisa - P62753

품목 번호: CM0000710



소개

Phospho-S6 리보솜 단백질 (RPS6)-S235/236 Rabbit pAb for WB, ELISA. 인간, 마우스, 래트에서 검증됨. Ser235/236에서 인산화된 RPS6을 검출합니다. 세포 성장 및 번역 제어 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-S6 리보솜 단백질 (RPS6)-S235/236 Rabbit pAb
비고/별칭	S6; eS6; Phospho-S6 리보솜 단백질 (RPS6)-S235/236
종	인간
GeneID (인간)	6194
GeneID	6194
면역원	인간 RPS6 (NP_001001.2)의 S235 & S236 주변 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P62753
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스팩