


Wb, Ihc-P, Elisa용 항인 S6 리보솜 단백질 (Rps6)-S235/236 토끼 단클론 항체 - P62753

품목 번호: CM0001378



소개

S235/236에서 인산화된 인간 S6 리보솜 단백질 (RPS6)을 인식하는 인 특이적 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 반응성을 보이며 WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 세포 성장 및 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산 S6 리보솜 단백질 (RPS6)-S235/236 토끼 mAb
비고/별칭	S6, eS6, 인산 S6 리보솜 단백질 (RPS6)-S235/236
종	인간
GeneID (인간)	6194
GeneID	6194
면역원	인산 S6 리보솜 단백질 (RPS6) (NP_001001.2)의 S235 및 S236 주변의 합성 인산화 펩티드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P62753
단백질 분자량	29kDa
배송 방식	아이스팩