


항인 Phospho-S6 리보솜 단백질 (Rps6)-S240/244 토끼 다클론 항체, Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 - P62753

품목 번호: CM0000650



소개

이 토끼 다클론 항체는 Ser240/244 위치에서 인산화된 경우에만 내인성 RPS6를 검출합니다. 사람, 생쥐, 쥐 시료의 WB, IHC-P, IP, ELISA 응용 분야에 적합합니다. 세포 성장 및 증식 경로 연구용 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-S6 리보솜 단백질 (RPS6)-S240/244 토끼 다클론 항체
비고/별칭	S6; eS6; Phospho-S6 리보솜 단백질 (RPS6)-S240/244
종	사람
GeneID (사람)	6194
GeneID	6194
면역원	합성 펩티드 - 사람 RPS6 (NP_001001.2)의 S240 및 S244 주변의 합성 인산화 펩티드입니다.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P62753
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백