

Anti-Phospho-Shp1-Y564 (Ptpn6) 웨스턴 블롯, Elisa용 폴리클론항체 - P29350

품목 번호: CM0001618



소개

티로신 564에서 인산화된 SHP-1을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, 인간 및 마우스에서 웨스턴 블롯팅과 ELISA에 대해 검증됨; 면역 신호 전달 및 암 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-SHP1-Y564 Rabbit pAb
비고/별칭	HCP; HCPH; SHP1; SHP-1; HPTP1C; PTP-1C; SHP-1L; SH-PTP1; Phospho-SHP1-Y564
종	인간
GeneID (인간)	5777
GeneID	5777
면역원	합성 펩타이드 인간 PTPN6 (NP_002822.2)의 Y564 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P29350
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백