


## Anti-Phospho-Smad1-S463/S465+Smad5-S463/S465+Smad9-S465/S467 토끼 단일클론항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - Q15797/Q99717/O15198

품목 번호: CM0001228



### 소개

SMAD1(Ser463/465), SMAD5(Ser463/465) 및 SMAD9(Ser465/467)을 인식하는 인산화 특이적 토끼 단일클론항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 검증 완료. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응하며 BMP 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | Phospho-SMAD1-S463/S465+SMAD5-S463/S465+SMAD9-S465/S467 토끼 단일클론항체                                                           |
| 비고/별칭       | BSP1; MADH1; MADR1; JV4-1; DWFC; JV5-1; MADH5; MADH6; MADH9; SMAD8; Phospho-SMAD1-S463/S465+SMAD5-S463/S465+SMAD9-S465/S467 |
| 종           | 인간                                                                                                                          |
| GeneID (인간) | 4086/4090/4093                                                                                                              |
| GeneID      | 4086/4090/4093                                                                                                              |
| 면역원         | 합성 펩타이드                                                                                                                     |
| 출처          | 토끼                                                                                                                          |
| 카테고리        | 인산화 항체                                                                                                                      |
| 응용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                    |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 쥐                                                                                                                  |
| SWISS       | Q15797/Q99717/O15198                                                                                                        |
| 단백질 무게      | 52kDa                                                                                                                       |
| 배송          | 아이스팩                                                                                                                        |