


항인산화 Smad2-S250 토끼 단일클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q15796

품목 번호: CM0001721



소개

웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증된 인산화 Smad2-S250 토끼 단일클론 항체입니다. 세린 250 위치가 인산화된 인간 및 마우스 Smad2와 반응하며, TGF-베타 신호 전달 연구에 최적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화 Smad2-S250 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	JV18, LDS6, CHTD8, MADH2, MADR2, JV18-1, hMAD-2, hSMAD2, Phospho-Smad2-S250
종	인간
유전자ID (인간)	4087
유전자ID	4087
면역원	인간 Smad2 (Q15796)의 S250 위치 주변의 합성 인산화 펩티드입니다.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q15796
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백