


Anti-Phospho-Smad2-S465/S467 단클론 항체 (Wb용) - Q15796

품목 번호: CM0001197



소개

S465/S467에서 인산화된 SMAD2를 표적하는 재조합 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스 SMAD2와 교차 반응합니다. TGF-베타 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Phospho-Smad2-S465/S467 Rabbit mAb
비고/별칭	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Phospho-Smad2-S465/S467
종	인간
GeneID (인간)	4087
GeneID	4087
면역원	합성 펩타이드: 인간 SMAD2 (NP_005892.1)의 S465 및 S467 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q15796
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백