


Wb, Ihc-P, Elisa용 항인산화-Smad2 (Ser467) 다클론 항체 - Q15796

품목 번호: CM0001062



소개

인산화-Smad2 (Ser467)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 인산화된 TGF-beta/엑티빈 신호 전달 물질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-Smad2-S467 토끼 pAb
비고/별칭	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Phospho-Smad2-S467
종	인간
유전자ID (인간)	4087
유전자ID	4087
면역원	합성 펩타이드: 인간 Smad2 (NP_001003652.1)의 S467 부위 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15796
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백