


Anti-Phospho-Smad3 (S423/S425) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P84022

품목 번호: CM0000783



소개

Smad3 pS423/pS425를 표적으로 하는 인산화 특이성 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, ELISA로 검증됨. TGF-베타/액티빈 신호 전달 연쇄반응 연구에 필수적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Smad3-S423/S425 Rabbit mAb
비고/별칭	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; Phospho-Smad3-S423/S425
종	인간
유전자 ID (인간)	4088
유전자 ID	4088
면역원	합성 펩타이드: 인간 Smad3 (P84022)의 S423 & S425 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P84022
단백질 분자량	48 kDa
배송	아이스백