


Wb, Ihc-P, Elisa용 항인 S423/S425 인산화 Smad3 토끼 다클론 항체 - P84022

품목 번호: CM0001513



소개

S423/S425 부위에서 인산화된 인간 SMAD3를 표적으로 하는 인산화 특이적 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. TGF- β 신호 전달 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화 Smad3-S423/S425 토끼 pAb
비고/별칭	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; Phospho-Smad3-S423/S425
종	인간
유전자 ID	4088 (인간)
면역원	인간 SMAD3의 S423/S425 주변 잔기에 해당하는 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P84022
단백질 분자량	48 kDa
배송	아이스 팩