


Anti-Phospho-Smad3-T179 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P84022

품목 번호: CM0000498



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 Phospho-Smad3 (Thr179) Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 인간, 마우스, 쥐 Smad3를 검출합니다. TGF-베타 신호 전달, 전사 조절 및 질병 연구에 필수적입니다. 신뢰할 수 있는 인산화 특이적 시약입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Smad3-T179 Rabbit pAb
비고/별칭	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; Phospho-Smad3-T179
종	Human
GeneID (Human)	4088
GeneID	4088
면역원	인간 Smad3 (NP_005893.1)의 T179 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	Phosphorylated Antibodies
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P84022
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백