


Wb, Ihc-P, Elisa용 항인 S463/S465 인산화 Smad5 다클론 항체 - Q99717

품목 번호: CM0000787



소개

인산화 Smad5 (S463/S465)에 특이적인 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, ELISA로 검증되었으며 BMP 신호 전달, 세포 분화 및 배아 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화 Smad5-S463/S465 토끼 pAb
비고/별칭	DWFC; JV5-1; MADH5; 인산화 Smad5-S463/S465
종	사람
유전자ID (사람)	4090
유전자ID	4090
면역원	합성 펩타이드: 사람 인산화 Smad5-S463/S465 (NP_005894.3)의 S463 및 S465 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q99717
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백