

Anti-Phospho-Smc1 (S957) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q14683

품목 번호: CM0001726



소개

S957에서 인산화된 SMC1A에 대한 토끼 다클로널 항체로, WB, IHC-P, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 코헤신, DNA 복구 및 세포 주기 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-SMC1-S957 Rabbit pAb
비고/별칭	SMC1; SMCB; CDLS2; DEE85; SB1.8; EIEE85; SMC1L1; DXS423E; SMC1alpha; Phospho-SMC1-S957
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	8243
유전자 ID	8243
면역원	인간 SMC1A (NP_006297.2)의 S957 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q14683
단백질 분자량	143kDa
배송	아이스백