

Anti-Phospho-Smo (S611/S615) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q99835

품목 번호: CM0001414



소개

Phospho-SMO-S611/615 Rabbit Polyclonal Antibody는 Ser611/615에서 이중 인산화된 인간 smoothened (SMO)를 특이적으로 인식합니다. Hedgehog 신호 연구에서 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용에 적합합니다. Swiss-Prot: Q99835.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	Phospho-SMO-S611/615 Rabbit pAb
비고/별칭	Gx; CRJS; PHLS; SMOH; FZD11; Phospho-SMO-S611/615
종	인간
GeneID (Human)	6608
GeneID	6608
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q99835
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스백