


Anti-Phospho-Sqstm1/P62-S349 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q13501

품목 번호: CM0000419



소개

Phospho-SQSTM1/p62-S349 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 Ser349에서 인산화된 내인성 SQSTM1/p62를 검출합니다. 자가포식 및 세포 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-SQSTM1/p62-S349 Rabbit pAb
비고/별칭	p60; p62; A170; DMRV; OSIL; PDB3; ZIP3; p62B; NADGP; FTDALS3; Phospho-SQSTM1/p62-S349
종	인간
유전자 ID (인간)	8878
면역원	인간 SQSTM1/p62의 S349 주변 합성 인산화 펩타이드 (NP_003891.1)
원천	토끼
범주	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13501
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스팩