


Anti-Phospho-Src Family (Y416) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P12931 / P06241 / P06239 / P07947 / P08631 / P07948

품목 번호: CM0000811



소개

보존된 Y416 활성화 루프(인간, 쥐와 교차반응)에서 SRC 패밀리 키나제를 검출하는 포스포-특이적 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되어, 신호 전달 및 종양학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-SRC Family-Y416 Rabbit mAb
비고/별칭	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; SRC; Phospho-SRC Family-Y416
종	인간
유전자 ID (인간)	2534/3055/3932/4067/6714/7525
유전자 ID	2534/3055/3932/4067/6714/7525
면역원	인간 SRC 패밀리(NP_005408.1)의 Y416 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	P12931/P06241/P06239/P07947/P08631/P07948
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백