


Anti-Phospho-Src (S17) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P12931

품목 번호: CM0001886



소개

Phospho-Src-S17 Rabbit Polyclonal Antibody는 인간, 마우스, 래트에서 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포 접착, 암, 면역 반응에서 Src 키나제 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-Src-S17 Rabbit pAb
비고/별칭	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; Phospho-Src-S17
종	인간
GeneID (human)	6714
GeneID	6714
면역원	인간 Src (NP_005408.1)의 S17 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P12931
단백질 무게	60kDa
배송	아이스백