


Wb 및 Elisa용 Anti-Phospho-Src-Y529 토끼 단일클론 항체 - P12931

품목 번호: CM0000793



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 티로신 529에서 인산화된 Src에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 샘플과 반응합니다. 암, 세포 부착 및 골 흡수 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Src-Y529 Rabbit mAb
비고/별칭	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; Phospho-Src-Y529
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6714
GeneID	6714
면역원	합성 펩타이드 - 인간 Src의 Y529 주변 합성 인산화 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P12931
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백