

Anti-Phospho-Srf (Ser103) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P11831

품목 번호: CM0001024



소개

인간 SRF의 인산화된 Ser103에 특이적인 토끼 폴리클론 항체. 웨스턴 블롯, 면역조직화학(파라핀), ELISA에 대해 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응. SRF 매개 전사 및 세포골격 조절 연구에 유용함.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-SRF-S103 Rabbit pAb
비고/별칭	MCM1; Phospho-SRF-S103
종	인간
유전자 ID	6722
면역원	인간 SRF (NP_003122.1)의 S103 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
분류	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P11831
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백