


Anti-Phospho-Stat1 (S727) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P42224

품목 번호: CM0001317



소개

Ser727에서 인산화된 STAT1을 표적하는 인산화 특이성 토끼 단클론 항체. 인간, 마우스, 랫트에서 WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA로 검증됨. IFN 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-STAT1-S727 Rabbit mAb
비고/별칭	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Phospho-STAT1-S727
종	인간
GeneID (인간)	6772
GeneID	6772
면역원	인간 STAT1 (P42224)의 S727 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P42224
단백질 분자량	87kDa
배송	아이스백