


Anti-Phospho-Stat1 (S727) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42224

품목 번호: CM0001952



소개

인간 STAT1 (Ser727) 인산화 형태를 인식하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 STAT1와 반응합니다. 인터페론 신호 전달 및 면역 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-STAT1-S727 Rabbit pAb
비고/별칭	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Phospho-STAT1-S727
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6772
면역원	합성 펩타이드 (인간 STAT1의 S727 부위 주변의 합성 인산화 펩타이드)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P42224
단백질 분자량	87kDa
배송	아이스백