


Anti-Phospho-Stat1 (Ser727) 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P42224

품목 번호: CM0001757



소개

Western blot, IHC-P 및 ELISA용 인산화 STAT1 (Ser727) 표적 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스 및 쥐 샘플과 교차 반응함. 예상 분자량 87 kDa. UniProt P42224.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-STAT1-S727 Rabbit pAb
비고/별칭	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Phospho-STAT1-S727
종	인간
유전자 ID (인간)	6772
유전자 ID	6772
면역원	합성 펩타이드: 인간 STAT1의 S727 주변 합성 인산화 펩타이드 (NP_009330.1).
출처	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P42224
단백질 무게	87 kDa
배송	아이스팩