


Anti-Phospho-Stat1 (Y701) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, IHC-P, Elisa - P42224

품목 번호: CM0000961



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 Phospho-STAT1 (Y701) 토끼 다클로날 항체(인간, 마우스, 래트 대상). 인터페론 신호 전달 경로의 핵심 전사 인자인 인산화 STAT1을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-STAT1-Y701 Rabbit pAb
비고/별칭	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Phospho-STAT1-Y701
종(Species)	Human
GeneID (인간)	6772
GeneID	6772
면역원(Immunogen)	인간 STAT1 (NP_009330.1)의 Y701 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	인산화 항체 (Phosphorylated Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P42224
단백질 분자량(Protein Weight)	87kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)