

Wb 및 Elisa용 항인 Phospho-Stat2 (Tyr690) 토끼 단클론 항체 - P52630

품목 번호: CM0001620



소개

WB 및 ELISA용 STAT2 (Tyr690)에 대한 인 특이적 토끼 단클론 항체. 인간 및 랫드 샘플에서 검증되었으며 98 kDa 밴드를 검출합니다. I형 인터페론 신호전달 및 항바이러스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-STAT2-Y690 토끼 단클론 항체
비고/별칭	P113, IMD44, ISGF-3, PTORCH3, STAT113
종	인간
유전자ID (인간)	6773
유전자ID	6773
면역원	인간 STAT2 (NP_005410.1)의 Y690 주변 합성 인산화 펩타이드.
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	P52630
단백질 분자량	98 kDa
배송	아이스 팩