

Anti-Phospho-Stat3-S727 Rabbit Mab - P40763

품목 번호: CM0000868



소개

인산화 STAT3 (S727) 토끼 단일클론 항체로 WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 STAT3를 검출합니다. JAK/STAT 신호 전달, 염증 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-STAT3-S727 Rabbit mAb
비고/별칭	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1
종(Species)	Human
GeneID (인간)	6774
GeneID	6774
면역원	합성 펩타이드 인간 STAT3 (NP_644805.1)의 S727 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	인산화 항체
응용	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P40763
단백질 크기	88 kDa/83 kDa
배송	아이스 팩