

Anti-Phospho-Stat3-S727 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P40763

품목 번호: CM0001553



소개

Ser727에서 인산화된 STAT3에 특이적인 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 반응성을 가진 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 염증, 세포 주기, T-세포 분화에서의 STAT3 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	설명
제품명	Phospho-STAT3-S727 Rabbit mAb
비고/별칭	APRF; Phospho-STAT3-S727
종	인간
유전자 ID	6774
면역원	인간 STAT3 (P40763)의 S727 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P40763
단백질 분자량	88 kDa
배송	아이스백