


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항인 포스포-Stat5-Y694 단클론 항체 - P42229/P51692

품목 번호: CM0001405



소개

인 포스포-STAT5-Y694 토끼 단클론 항체는 Y694에서 인산화된 인간 STAT5A/B를 검출합니다. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. JAK/STAT 경로 활성화 및 전사 조절 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	인 포스포-STAT5-Y694 토끼 단클론 항체
비고/별칭	MGF; STAT5; stat5a/stat5b; 인 포스포-STAT5-Y694
종	인간
GeneID (인간)	6776/6777
GeneID	6776/6777
면역원	인간 STAT5(NP_001275647.1/NP_036580.2)의 Y694 주변 합성 인산화 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P42229/P51692
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스백