


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Phospho-Stat5-Y694 Rabbit Polyclonal Antibody - P42229/P51692

품목 번호: CM0001026



소개

인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, ELISA로 검증된 Phospho-STAT5-Y694 Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 사이토카인 신호 전달 및 전사 조절에 중요한 Y694에서 인산화된 STAT5A/STAT5B를 감지합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-STAT5-Y694 Rabbit pAb
비고/별칭	MGF; STAT5; stat5a/stat5b; Phospho-STAT5-Y694
종	인간
GeneID (인간)	6776/6777
GeneID	6776/6777
면역원	합성 펩타이드 인간 STAT5 (NP_003143.2/NP_036580.2)의 Y694 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P42229/P51692
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스팩