


Anti-Phospho-Stat5A (S780) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - P42229

품목 번호: CM0000630



소개

Phospho-STAT5A (S780) rabbit polyclonal antibody는 인간 샘플에서 Western blot에 대해 검증되었습니다. 사이토카인 신호 전달 및 수유 과정에서 중요한 전사 인자인 STAT5A의 활성화 형태를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-STAT5A-S780 Rabbit pAb
비고/별칭	MGF; STAT5; Phospho-STAT5A-S780
종	인간
유전자 ID (인간)	6776
유전자 ID	6776
면역원	인간 STAT5A의 S780 부위 주변에 해당하는 합성 인산화 특이적 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB
교차 반응성	인간
SWISS	P42229
단백질 분자량	91kDa
배송	아이스백