

Anti-Phospho-Stathmin 1 (S25) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P16949

품목 번호: CM0001203

소개

WB 및 ELISA용 Stathmin 1 (S25)를 타겟으로 하는 토끼 단일클론성 인산화 특이 항체로, 인간 및 쥐를 인식합니다. 미세소관 역학, 세포 주기 조절 및 신경 생성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Stathmin 1-S25 Rabbit mAb
비고/별칭	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; Clorf215; Phospho-Stathmin 1-S25
종	Human
GeneID (Human)	3925
GeneID	3925
면역원	합성 펩타이드: 인간 Stathmin 1 (NP_005554.1)의 S25 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	Phosphorylated Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Rat
SWISS	P16949
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스 팩