

Anti-Phospho-Stathmin 1 (Ser16) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P16949

품목 번호: CM0000620

소개

Phospho-Stathmin 1 (Ser16) 토끼 폴리클론 항체는 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 신경 발생에 중요한 미세소관 불안정화 인산화 단백질이며 백혈병에서 빈번하게 과발현되는 인간 및 마우스 Stathmin 1을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Stathmin 1-S16 Rabbit pAb
비고/별칭	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; Clorf215; Phospho-Stathmin 1-S16
종	인간
GeneID (Human)	3925
GeneID	3925
면역원	합성 펩타이드: 인간 Stathmin 1 (NP_001138926.1)의 S16 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P16949
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백