

항인 포스포-스타트민 1(Ser25) 토끼 다클론 항체, Wb·ihc·P·elisa용 - P16949

품목 번호: CM0001090

소개

웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에서 유효성이 검증된 본 토끼 다클론 항체는 인간, 마우스, 래트 샘플 내 내인성 포스포-스타트민 1(Ser25)을 검출하며 암 및 신경과학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	포스포-스타트민 1-S25 토끼 pAb
비고/별칭	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; Clorf215; Phospho-Stathmin 1-S25
종	인간
유전자 ID (인간)	3925
유전자 ID	3925
면역원	합성 펩타이드: 인간 스타트민 1(NP_005554.1)의 S25 부위를 포함하는 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P16949
단백질 분자량	17kDa
배송 방식	아이스백