

Anti-Phospho-Sting1 (Ps366) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q86Wv6

품목 번호: CM0001989



소개

Phospho-STING/TMEM173-S366 Rabbit mAb는 Ser366에서 인산화된 내인성 STING1 단백질을 검출합니다. WB 및 ELISA에 적합한 이 항체는 선천성 면역 신호 전달, cGAS-STING 경로, 숙주-병원체 상호작용 연구를 위한 핵심 도구입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Phospho-STING/TMEM173-S366 Rabbit mAb
비고/별칭	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; Phospho-STING/TMEM173-S366
종	인간
유전자 ID (인간)	340061
유전자 ID	340061
면역원	합성 펩타이드: 인간 STING1 (NP_938023.1)의 S366 주변 합성 인산화 펩타이드.
원천	토끼
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q86WV6
단백질 무게	42kDa
배송	아이스백