


Wb용 항인 Stk11(T189 인산화) 토끼 다클론 항체 - Q15831

품목 번호: CM0001659



소개

인간 STK11(LKB1)의 T189 부위 인산화를 검출하는 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응하며 AMPK 신호 전달, 종양 억제 및 세포 극성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인산화 STK11-T189 토끼 다클론 항체
비고/별칭	PJS; LKB1; hLKB1; Phospho-STK11-T189
종	인간
유전자 ID (인간)	6794
유전자 ID	6794
면역원	인간 STK11 (NP_000446.1)의 T189 부위 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15831
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스 팩