

Anti-Phospho-Stk3/Mst2-T384 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q13188

품목 번호: CM0001335



소개

인간 STK3/MST2의 인산화된 Thr384에 특이적인 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며; 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 세포자멸 및 Hippo 경로 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-STK3/MST2-T384 Rabbit pAb
비고/별칭	KRS1; MST2; Phospho-STK3/MST2-T384
종	Human
유전자 ID (인간)	6788
유전자 ID	6788
면역원	합성 펩타이드: 인간 STK3/MST2 (NP_006272.2)의 T384 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	인산화 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q13188
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스 팩