

Wb 및 Elisa용 Anti-Phospho-Stk3/Stk4-T180/T183 폴리클론 항체 - Q13188 / Q13043

품목 번호: CM0001696



소개

T180/T183에서 인산화된 STK3/STK4에 특이적인 고친화도 래빗 폴리클론 항체로, 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. Hippo 신호 전달, 세포자멸사 및 중심체 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-STK3/STK4-T180/T183 Rabbit pAb
비고/별칭	KRS1; MST2; KRS2; MST1; YSK3
종	인간
GeneID (인간)	6788/6789
GeneID	6788/6789
면역원	합성 펩타이드 인간 STK3/STK4STK3 (NP_006272.2)의 T180 주변 합성 인산화 펩타이드
원천	래빗
범주	인산화 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13188/Q13043
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백