

Wb, Elisa용 Anti-Phospho-Syk-Y323 폴리클로널 항체 - P43405

품목 번호: CM0001609



소개

Tyr323에서 인산화된 인간 Syk에 특이적인 토끼 폴리클로널 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 72 kDa 밴드를 검출합니다. 다른 종과 교차 반응하지 않습니다. B 세포 신호 전달 및 선천성 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-Syk-Y323 Rabbit pAb
비고/별칭	IMD82; p72-Syk; Phospho-Syk-Y323
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6850
GeneID	6850
면역원	합성 펩타이드: 인간 Syk (NP_003168.2)의 Y323 주변 합성 인산화 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	인산화 항체(Phosphorylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P43405
단백질 분자량	72kDa
배송	아이스 백(Ice bag)